

Uhrenlaser neu justiert: 1080 mA ; 6 mW zu R1 (110 μ W vor R1), 16 mW zum Wavemeter/Kamm, 20 mW im Mg-AtomLab; TA-Stabilisierungs Photodiodenverstärkung angepasst. Blockade-Papier vor R1 entfernt.

From:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/> - IQwiki

Permanent link:

<https://iqwiki.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=groups:mg:reslab:labbook:2017-01:labbookentry-2017-01-17>

Last update: **2017/01/17 14:07**

